

*特異 IgE f45 ビール酵母		2043200			
ビール酵母		担当部署			
		外注			
検査オーダー					
患者同意に関する要求事項	特記事項なし				
オーダーリング手順	1	電子カルテ→指示①→検査→*2.分野別→アレルギー→			
	2				
	3				
	4				
	5				
検査に影響する臨床情報	特記事項なし				
検査受付時間	8 : 15 ~ 16 : 00				
検体採取・搬送・保存					
患者の事前準備事項	特記事項なし				
検体採取の特別なタイミング	特記事項なし				
検体の種類	採取管名	内容物	採取量	単位	
1	全血	10 青	分離剤	8	mL
2	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-
検体搬送条件	室温				
検体受入不可基準	1)採取容器違いの検体 2)バーコードラベルの貼られていない検体 3)固形物				
保管検体の保存期間	検査委託先で 2 週間				
検査結果・報告					
検査室の所在地	株式会社 BML 総合研究所				

		350-1101 川越市的場 1361-1			
測定時間		2～3日			
生物学的基準範囲		設定根拠については外注検査室に問合せ			
臨床判断値		設定根拠については外注検査室に問合せ			
基準値					単位
共通低値	共通高値	男性低値	男性高値	女性低値	女性高値
0	0.34				
パニック値	高値	該当なし			
	低値	該当なし			
生理的変動要因		特記事項なし			
臨床的意義		外注項目の為省略			